

Symmetrisches Dimethyl-Histon H3-R8 Kaninchen Pab (Q16695/P68431) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip-Seq

Artikelnummer: CM0000372



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, spezifisch für symmetrische Dimethylierung an R8 von menschlichem Histon H3 (UniProt Q16695/P68431). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA und ChIP-seq. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte und anderen Spezies.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Symmetrisches DiMethyl-Histon H3-R8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Symmetrisches DiMethyl-Histon H3-R8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches, symmetrisch dimethyliertes Peptid rund um R8 von menschlichem Histon H3 (NP_003520.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breite Reichweite vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel