

Symmetrisches Dimethyl-Histon H3-R8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb, Elisa, Chip

Artikelnummer: CM0000349



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen symmetrisch dimethyliertes Histon H3-R8 (SWISS Q16695/P68431). Geeignet für WB, ELISA und ChIP. Erkennt humanes, Maus-, Ratten- und andere Spezies (breite Reichweite vorhergesagt). Ideal für epigenetische und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Symmetrisches DiMethyl-Histon H3-R8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Symmetrisches DiMethyl-Histon H3-R8
Spezies	Human
GeneID (human)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches symmetrisch dimethyliertes Peptid um R8 von humanem Histon H3 (NP_003520.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (Breite Reichweite Vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Protein-Gewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel