

Symmetric Dimethyl-Histone H4-R3 (P62805) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000302



Einführung

Symmetric DiMethyl-Histone H4-R3 Kaninchen pAb (P62805) validiert für WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt symmetrische Dimethylierung an Arg3 von Histon H4. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte und voraussichtlich einem breiten Spektrum. Ideal für epigenetische Forschung und Histonmodifikationsanalyse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Symmetric DiMethyl-Histone H4-R3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Symmetric DiMethyl-Histone H4-R3
Spezies	Mensch
Gensymbol (Mensch)	H4
Gen-ID	8359
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Histon H4 (NP_003529.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	P62805
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel