


Symmetrisches Dimethyl-Histon H4-R3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (P62805) Für Epigenetische Forschung

Artikelnummer: CM0000251



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, spezifisch für symmetrisch dimethyliertes Histon H4 an Arg3 (P62805). Validiert für Western Blot, IF/ICC, Dot Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem und Ratten-Histon H4. Ideal zum Studium des Histon-Codes und epigenetischer Regulationsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Symmetrisches DiMethyl-Histon H4-R3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A
Spezies	Human
GeneID (human)	8359
GeneID	8359
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend den Aminosäuren 1-100 von humanem Histon H4 (NP_003539.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P62805
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel