

Synaptophysin Kaninchen-Mak Für Wb, Ihc, If, Ip, Elisa - P08247

Artikelnummer: CM0007978

Einführung

Synaptophysin-Kaninchen-Monoklonalantikörper (Klon nicht spezifiziert), validiert für WB, IP, IF, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt synaptisches Vesikelprotein p38 (~34 kDa).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Synaptophysin Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	SYP; SYN; MRX96
Spezies	Human
GeneID (Human)	6855
GeneID	6855
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 224-313 von humanem Synaptophysin (NP_003170.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08247
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel