

Syntaxin 4 Rabbit Mab - Q12846

Artikelnummer: CM0006231

Einführung

Hochwertiger Syntaxin 4 Rabbit monoklonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung von SNARE-vermittelten Vesikeltransport und Glukosetransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Syntaxin 4 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	STX4A; p35-2; Syntaxin 4
Spezies	Human
GeneID (Human)	6810
GeneID	6810
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem Syntaxin 4 (NP_004595.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q12846
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eistasche