


Syvn1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Tm6

Artikelnummer: CM0025244



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SYVN1 (HRD1), eine E3-Ubiquitin-Ligase, die am ERAD beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Nützlich für die Erforschung von ER-Stress, Apoptose und Ubiquitinierungswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SYVN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DER3; HRD1; SYVN1
Spezies	Human
GeneID (Human)	84447
GeneID	84447
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 von humanem SYVN1 entspricht (NP_757385.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q86TM6
Protein-Gewicht	68kDa
Versand	Eistasche