

T-Bet/Tbx21 Kaninchen-Mak Für Wb, Ihc-P, Fc (Intrazellulär), Elisa - Q9UI17

Artikelnummer: CM0004604

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes T-bet/Tbx21 (TBX21; T-PET; T-bet) für WB, IHC-P, FC (intrazellulär), ELISA. Ideal für die Erforschung des Th1-Zelllinie und Transkriptionsfaktoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	T-bet/Tbx21 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
Spezies	Human
GeneID (Human)	30009
GeneID	30009
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 322-535 von humanem T-bet/Tbx21 (NP_037483.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, FC (intrazellulär), ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9UL17
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel