

Tab1 Kaninchen Mab Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15750

Artikelnummer: CM0004309



Einführung

Hochwertiger TAB1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt TAB1 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der angeborenen Immunität und der MAPK-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAB1 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	3'-Tab1; MAP3K7IP1; TAB1
Spezies	Mensch
Gen-ID	10454
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 405-504 von menschlichem TAB1 (Q15750).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15750
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel