

Taf15-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q92804

Artikelnummer: CM0011523



Einführung

Monoklonaler TAF15-Kaninchenantikörper, validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für Untersuchungen von Transkription und RNA-bindenden Proteinen. SWISS: Q92804.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAF15-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	Npl3, RBP56, TAF2N, TAFII68, TAF15
Art	Mensch
GeneID	8148
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92804
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Kühlakku