


Taf6L-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Y6J9

Artikelnummer: CM0016048



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TAF6L (PAF65A), validiert für WB, IP und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung des PCAF-Komplexes, der Histonacetylierung und der Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAF6L-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PAF65A; TAF6L
Art	Mensch
Gen-ID	10629
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-200 des humanen TAF6L (NP_006464.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6J9
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Kühlakku