

Taf9 Kaninchen-Polyclonal Antikörper Für Wb Und Elisa - Q16594

Artikelnummer: CM0027665



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes TAF9 (TFIID-Untereinheit). Reagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für WB und ELISA. Ideal für Studien zur Transkriptionsinitiation und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAF9 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TAF2G; TAFII31; TAFII32; MGC:5067; TAFII-31; TAFII-32; TAFIID32; STAF31/32
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6880
GeneID	6880
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q16594
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eispackung