

Tarbp2 Kaninchen Pab Für Wb - Q15633

Artikelnummer: CM0027388



Einführung

TARBP2 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches und murines TARBP2, eine Untereinheit des RISC-Ladungskomplexes, die für die miRNA-Prozessierung und RNA-Silencing entscheidend ist. Geeignet für Studien zu viralen Infektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TARBP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LOQS; TRBP; TRBP1; TRBP2; TARBP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6895
GenID	6895
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-366 des menschlichen TARBP2 (NP_599150.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15633
Proteinmasse	39 kDa
Versand	Eisbeutel