


Taz-Monoklonaler Kaninchenantikörper Für Wb Und Elisa - Q9Gzv5

Artikelnummer: CM0006986



Einführung

Monoklonaler TAZ-Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA, der WWTR1/TAZ in Mensch, Maus und Ratte nachweist. Ideal für Studien zur Hippo-Signalübertragung, Kontrolle der Organ Größe und Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAZ-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	TAZ
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	25937
GeneID	25937
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-270 des humanen TAZ (NP_056287.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZV5
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Kühlakku