

Tbca Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 075347

Artikelnummer: CM0015719



Einführung

TBCA Kaninchen-pAb, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem TBCA (Tubulin-Faltungsfaktor A), einem 13 kDa Chaperon, das für die Tubulin-Assembly und die Integrität des Zytoskeletts essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TBCA Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TBCA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6902
GenID	6902
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-108 von humanem TBCA (NP_004598.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075347
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel