

Tbx2-Kaninchen-Pab - Q13207

Artikelnummer: CM0015263

Einführung

Polyklonaler TBX2-Kaninchenantikörper, geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-TBX2, einen Transkriptionsfaktor in der Entwicklung und der EMT. Nützlich für die Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TBX2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	VETD; TBX2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6909
GeneID	6909
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 604-712 des humanen TBX2 (NP_005985.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13207
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Kühlakku