


Tbx5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99593

Artikelnummer: CM0014911



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TBX5, einen T-Box-Transkriptionsfaktor, der für die Herzentwicklung und die Gliedmaßenbildung entscheidend ist. Geeignet für WB und ELISA, erkennt er menschliches, murines und ratte TBX5. Ideal für Entwicklungsbiologie und Herz-Kreislauf-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TBX5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HOS; TBX5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6910
Gen-ID	6910
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-70 von menschlichem TBX5 (NP_852259.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99593
Proteingogewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel