

## Tceb2 Kaninchen Pab - Q15370

Artikelnummer: CM0025131



### Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches TCEB2/Elongin-B. Geeignet für WB, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Forschung zu Transkriptionsverlängerung und Ubiquitin-Ligase.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | TCEB2 Kaninchen pAb                                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | SIII; TCEB2                                                                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                          |
| GenID (Mensch)    | 6923                                                                                                                            |
| GenID             | 6923                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-118 von menschlichem TCEB2 (NP_009039.1) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Poliklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IP, ELISA                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                    |
| SWISS             | Q15370                                                                                                                          |
| Proteinmasse      | 13 kDa                                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                       |