

Tchh Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q07283

Artikelnummer: CM0022787

Einführung

TCHH Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines Trichohyalin, ein 254 kDa großes intermediales filamentassoziiertes Protein, das für die innere Wurzelscheide des Haarfollikels und die epidermale Differenzierung entscheidend ist. Optimal für Studien zur Dermatologie und Keratinisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCHH Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	THH; THL; TRHY; UHS3; TCHH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7062
GenID	7062
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-300 des menschlichen TCHH (NP_009044.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q07283
Proteinmasse	254 kDa
Versand	Eisbeutel