


Tet3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Bg87

Artikelnummer: CM0004191



Einführung

CamelBio bietet den TET3 Kaninchen monoklonalen Antikörper an, validiert für WB und ELISA in der Maus. Untersucht epigenetische Reprogrammierung und DNA-Demethylierung in der frühen Embryonalentwicklung - Q8BG87.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TET3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	B430006D22Rik; D230004J03Rik; TET3
Spezies	Maus
GeneID (Human)	200424
GeneID	194388
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-285 der Maus-TET3 (Q8BG87) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8BG87
Proteingewicht	195kDa
Versand	Eisbeutel