

Tet3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43151

Artikelnummer: CM0027000



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, hergestellt gegen rekombinantes humanes TET3 (aa 1551-1650). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für epigenetische und entwicklungsbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TET3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BEFAHRS; hCG_40738; TET3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	200424
GenID	200424
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1551-1650 von humanem TET3 (NP_001274420.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43151
Proteingewicht	194kDa
Versand	Eisbeutel