

Tfpi Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P10646

Artikelnummer: CM0023491



Einführung

Hochwertiger TFPI-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf den Gewebefaktor-Weg-Inhibitor ab, der an der Blutgerinnung beteiligt ist. Ideal für Forschung und Diagnostik-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TFPI Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EPI, TFI, LACI, TFPI1, TFPI
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7035
GenID	7035
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-224 von menschlichem TFPI (NP_001027452.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10646
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel