

Tfpt Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P0C1Z6

Artikelnummer: CM0024885

Einführung

Hochwertiger TFPT-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Zielt auf menschliches TFPT (INO80F) ab, eine Komponente des Chromatin-Remodeling-Komplexes INO80, der die p53-unabhängige Apoptose fördert. Ideal für Apoptose- und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TFPT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FB1; amida; INO80F; TFPT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	29844
GenID	29844
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-253 von menschlichem TFPT (NP_037474.1) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P0C1Z6
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel