

Tgf Beta 1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01137

Artikelnummer: CM0014547



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TGF beta 1 (UniProt P01137). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-TGF beta 1. Ideal zur Untersuchung der TGFβ-Signalübertragung, von Fibrose und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TGF beta 1 Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; TGF beta 1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7040
GeneID	7040
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 30-280 des humanen TGF beta 1 (NP_000651.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01137
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Kühlakku