


## Tgf-Beta-Rezeptor II Kaninchen Pab - P37173

Artikelnummer: CM0017386



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TGF-beta-Rezeptor II (TGFB2) für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt humane, murine und Rattus-Ziele. Geeignet für TGF-beta-Signalweg- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | TGF-beta-Rezeptor II Kaninchen pAb                                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | AAT3; FAA3; LDS2; MFS2; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAAD2; TBR1; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGfbeta-R11; TGF beta Receptor II (TGFB2)                   |
| Spezies           | Human                                                                                                                                           |
| GeneID (Human)    | 7048                                                                                                                                            |
| GeneID            | 7048                                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 23-280 des humanen TGF-beta-Rezeptors II (TGFB2) (NP_003233.4) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                       |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                              |
| SWISS             | P37173                                                                                                                                          |
| Protein-Gewicht   | 65 kDa                                                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                       |