

## Tgfb2 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - P61812

Artikelnummer: CM0027142



### Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes TGFB2, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Rekombinantes Immunogen (aa 21-414). Zielt auf Transforming growth factor beta-2 proprotein, ein multifunktionelles Zytokin, das die Angiogenese und Herzentwicklung reguliert.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | TGFB2 Kaninchen-pAk                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | LDS4; G-TSF; (TGF-beta2)                                                                                                      |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                        |
| GenID (Mensch)    | 7042                                                                                                                          |
| GenID             | 7042                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-414 von humanem TGFB2 (NP_003229.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                          |
| SWISS             | P61812                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 48kDa                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |