


Thoc4/Alyref Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q86V81

Artikelnummer: CM0009942



Einführung

THOC4/ALYREF Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt die THO-Komplex-Untereinheit 4 von Mensch, Maus und Ratte, die am Export und an der Prozessierung von mRNA beteiligt ist. Ideal für die Krebs- und RNA-Biologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	THOC4/ALYREF Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	ALY; BEF; REF; THOC4; ALY/REF; THOC4/ALYREF
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10189
GeneID	10189
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 158-257 des menschlichen THOC4/ALYREF (Q86V81) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86V81
Proteinmasse	27 kDa
Versand	Eisbeutel