

Thromboxan-Synthase Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P24557

Artikelnummer: CM0015931

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen Thromboxan-A-Synthase (TBXAS1/CYP5A1) gerichtet ist, für WB und ELISA in menschlichen und Maus-Proben. Beteiligt an der Thromboxan-A2-Synthese und Blutplättchenaggregation. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Thromboxan-Synthase Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TS, TXS, CYP5, THAS, TXAS, CYP5A1, GHOSAL, BDPLT14, Thromboxan-Synthase
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6916
Gen-ID	6916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 355-534 der menschlichen Thromboxan-Synthase (NP_001052.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P24557
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel