

Thymidylatsynthase-Kaninchen-Mab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04818

Artikelnummer: CM0006347



Einführung

Thymidylatsynthase-Kaninchen-mAb (P04818), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Von zentraler Bedeutung für die Erforschung des Nukleotidstoffwechsels und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Thymidylatsynthase-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	TS; TMS; DKCD; HST422; Thymidylatsynthase
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7298
Immunogen	Rekombinantes Protein / rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-313 der humanen Thymidylatsynthase (NP_001062.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04818
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Kühlakku