

Schilddrüsen-Peroxidase Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P/Elisa - P07202

Artikelnummer: CM0002702

Einführung

Schilddrüsen-Peroxidase Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, murines und Ratten-TPO. Ideal für die Forschung zur Schilddrüsenhormon-Biosynthese und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Schilddrüsen-Peroxidase Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MSA; TPX; TDH2A; Schilddrüsen-Peroxidase
Spezies	Mensch
Gen-ID	7173
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 der menschlichen Schilddrüsen-Peroxidase (P07202) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07202
Proteingewicht	103kDa
Versand	Eisbeutel