


Tiam1 Kaninchen-Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13009

Artikelnummer: CM0014550



Einführung

TIAM1 Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB, IHC-P und ELISA validiert ist. Er erkennt humanes und Ratten-TIAM1, einen Rho-GEF, der die Zelladhäsion und Migration über RAC1/CDC42-Signalwege reguliert. Ideal für die Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIAM1 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	NEDLDS; TIAM-1; TIAM1
Spezies	Human
GeneID (Human)	7074
GeneID	7074
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1392-1591 des humanen TIAM1 (NP_003244.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q13009
Proteingewicht	178 kDa
Versand	Eisbeutel