


Tim-3/Havcr2 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - Q8Tdq0

Artikelnummer: CM0016220



Einführung

TIM-3/HAVCR2 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA, reaktiv gegen Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Immun-Checkpoint-Funktion bei der T-Zell-Regulation und in der Krebsimmuntherapie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIM-3/HAVCR2 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2; TIM-3/HAVCR2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84868
GenID	84868
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-202 von menschlichem TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TDQ0
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel