

Timmdc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Npl8

Artikelnummer: CM0020436

Einführung

TIMMDC1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ziel ist der mitochondriale Komplex-I-Assemblierungsfaktor; ideal für Stoffwechsel- und mitochondriale Krankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIMMDC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C3orf1; MC1DN31; TIMMDC1
Spezies	Human
Gen-ID	51300
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 206-285 von humanem TIMMDC1 (NP_057673.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NPL8
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eistüte