

Tlr2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60603

Artikelnummer: CM0015172



Einführung

TLR2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (pAb) validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und rattem TLR2. Ideal für die Forschung zur angeborenen Immunität und Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TLR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TIL4; CD282; TLR2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7097
GenID	7097
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-700 von menschlichem TLR2 (NP_003255.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60603
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eisbeutel