


## Tlr4 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 000206

Artikelnummer: CM0015266



### Einführung

TLR4 Kaninchen Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Ziel ist der Toll-like Rezeptor 4, der an angeborenen Immunantworten auf LPS und DAMPs beteiligt ist. Geeignet für Entzündungs- und Infektionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Beschreibung                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | TLR4 Kaninchen pAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | TOLL; CD284; TLR-4; ARMD10; TLR4                                                                                          |
| Spezies           | Human                                                                                                                     |
| Gen-ID (Human)    | 7099                                                                                                                      |
| Gen-ID            | 7099                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-228 des humanen TLR4 enthält (NP_612564.1) |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                               |
| SWISS             | O00206                                                                                                                    |
| Protein-Gewicht   | 96kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |