

Tm4Sf19-Kaninchen-Pab - Q96Dz7

Artikelnummer: CM0021415

Einführung

Polyklonaler TM4SF19-Kaninchenantikörper (OCTM4) für WB, IF-P und ELISA. Erkennt humanes und murines TM4SF19, ein 22-kDa-Lysosomenmembranprotein, das die V-ATPase und die Reifung von Osteoklasten reguliert. Geeignet für immunologische Untersuchungen und die Knochenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TM4SF19-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	OCTM4; TM4SF19
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	116211
GeneID	116211
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50–150 des humanen TM4SF19 (NP_001191827.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q96DZ7
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Kühlakku