

## Tm9Sf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O15321

Artikelnummer: CM0025164

### Einführung

TM9SF1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, der auf humanes und murines TM9SF1 abzielt, ein Autophagie-assoziiertes Transmembranprotein. Ideal für den Forschungseinsatz in Studien zu Autophagie und Membranproteinen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | TM9SF1 Kaninchen pAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | MP70; HMP70; TM9SF1                                                                                                         |
| Spezies           | Human                                                                                                                       |
| GeneID            | 10548                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 28-230 von humanem TM9SF1 enthält (NP_006396.2) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                                 |
| SWISS             | O15321                                                                                                                      |
| Protein-Gewicht   | 69kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                   |