

Tmem165 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Hc07

Artikelnummer: CM0022167

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes TMEM165, einen Golgi-Divalentkationen-Antiporter. Validiert für WB und ELISA; ideal für die Forschung zu Glykosylierungsstörungen und Ionen-transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TMEM165 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FT27; GDT1; CDG2K; TPAL; TMPT27; SLC64A1; TMEM165
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55858
GenID	55858
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 172-230 von humanem TMEM165 (NP_060945.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9HC07
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel