

Tmem184A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6Zmb5

Artikelnummer: CM0030846

Einführung

TMEM184A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, geeignet für Western Blot und ELISA, erkennt menschliches TMEM184A (SDMG1) und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Heparin-Rezeptor, der am Vesikeltransport beteiligt ist. Ideal für Studien zur vaskulären Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMEM184A Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SDMG1; TMEM184A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	202915
Gen-ID	202915
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 324-413 von menschlichem TMEM184A (NP_001091089.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q6ZMB5
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel