

Tmem43 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Btv4

Artikelnummer: CM0025534

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TMEM43 (LUMA). Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Studien zur Struktur der Kernhülle, zur angeborenen Immunsignalisierung über cGAS-STING und zur NF-kappa-B-Aktivierung. Detektion eines 45kDa-Bandes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMEM43 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LUMA; ARVC5; ARVD5; AUNA3; EDMD7; AUNA2; TMEM43
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79188
GenID	79188
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 80-310 von humanem TMEM43 (NP_077310.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BTV4
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel