

Tmem44 Kaninchen Pab - Q2T9K0

Artikelnummer: CM0019917

Einführung

TMEM44 Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung am menschlichen Transmembranprotein 44, einem Membranphosphoprotein mit alternativen Spleiß-Isoformen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMEM44 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TMEM44
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	93109
GeneID	93109
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 110-260 des humanen TMEM44 (NP_001159777.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q2T9K0
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eistasche