

Tmem55A Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q8N4L2

Artikelnummer: CM0020409

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TMEM55A (PIP4P2), eine Typ-2-Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat-4-Phosphatase, die am Lipidstoffwechsel beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMEM55A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TMEM55A
Spezies	Human
GeneID (Human)	55529
GeneID	55529
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 130-195 des humanen TMEM55A (NP_061180.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8N4L2
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel