

Tmx2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y320

Artikelnummer: CM0019290



Einführung

TMX2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper (Q9Y320) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validiert für Mensch, Maus, Ratte. Untersuchen Sie die Rolle des Thioredoxin-verwandten Transmembranproteins 2 bei der Redoxregulation und der ER-Mitochondrien-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMX2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PIG26; CGI-31; PDIA12; NEDMCMS; TXNDC14; TMX2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51075
Gen-ID	51075
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 128-296 des menschlichen TMX2 (NP_057043.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y320
Proteinmasse	34 kDa
Versand	Eisbeutel