

Tnnt3 Kaninchen Pab - P45378

Artikelnummer: CM0015409

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes TNNT3 (schnelles Skelettmuskel-Troponin T) für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Muskelkontraktions- und Krankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNNT3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TNTF; DA2B2; beta-TnTF; TNNT3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7140
Gen-ID	7140
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 147-256 von humanem TNNT3 (NP_001036246.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P45378
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel