

Tomm34 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15785

Artikelnummer: CM0028490

Einführung

TOMM34 Kaninchen pAb validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Ziel ist der mitochondriale Importrezeptor TOM34; reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zum mitochondrialen Proteinimport und Chaperon-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOMM34 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TOM34; URCC3; HTOM34P; TOMM34
Spezies	Human
GeneID (Human)	10953
GeneID	10953
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-309 von humanem TOMM34 (NP_006800.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15785
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel