

Tomm7 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P0U1

Artikelnummer: CM0007057



Einführung

Hochspezifischer kaninchen-monoklonaler TOMM7-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch und Maus. Ideal für die Forschung zu mitochondrialem Import, PINK1/Parkin-Mitophagie und den TOM-Komplex.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOMM7 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TOM7; TOMM7
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54543
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 37-55 des menschlichen TOMM7 (NP_061932.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9P0U1
Proteinmasse	6 kDa
Versand	Eisbeutel