


Topoisomerase II Alpha/Top2A Rabbit Mab Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11388

Artikelnummer: CM0011770



Einführung

Topoisomerase II alpha/TOP2A Rabbit monoclonal antibody für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte. Immunogen: synthetisches Peptid aus der C-terminalen Region.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Topoisomerase II alpha/TOP2A Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alpha
Spezies	Mensch
Gen-ID	7153
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1431-1531 von humanem Topoisomerase II alpha/TOP2A (NP_001058.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11388
Proteingewicht	174kDa
Versand	Eisbeutel