

Tp53Bp1 Kaninchen Pab - Q12888

Artikelnummer: CM0019150



Einführung

TP53BP1 Kaninchen pAb validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Erkennt das 214 kDa schwere DNA-Reparaturprotein 53BP1, essenziell für die Forschung an Reparatur von Doppelstrangbrüchen und Klassenwechsel-Rekombination.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TP53BP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1; TP53BP1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7158
Gen-ID	7158
Immunogen	rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 895-1031 von menschlichem TP53BP1 (NP_005648.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12888
Proteingewicht	214 kDa
Versand	Eisbeutel