

Tp53I11 Kaninchen Pab - O14683

Artikelnummer: CM0017246

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes TP53I11 (PIG11), validiert für WB, IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Entwickelt für die Erforschung der p53-Signalgebung und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TP53I11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PIG11; TP53I11
Spezies	Human
GeneID (Human)	9537
GeneID	9537
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-70 von humanem TP53I11 (NP_001245249.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O14683
Protein-Gewicht	21kDa
Versand	Eistasche