


Tpm3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P06753

Artikelnummer: CM0017038



Einführung

Hochwertiger TPM3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper, geeignet für Anwendungen wie Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt Tropomyosin-Alpha-3-Kette in Proben von Menschen, Mäusen und Ratten. Unentbehrlich für Studien zur Zytoskelett- und Muskelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPM3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TM3; TM5; TRK; CFTD; NEM1; TM-5; TM30; CAPM1; CMYP4A; CMYP4B; TM30nm; TPM3nu; TPMsk3; hscp30; HEL-189; HEL-S-82p; OK/SW-cl.5; TPM3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7170
GenID	7170
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-285 des menschlichen TPM3 (NP_689476.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06753
Proteinmolekulargewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel